


CONEXIÓN CÓNICA




TRIPLO

ÍNDICE

IMPLANTES	1
CONFORMACIÓN DE TEJIDOS	3
IMPRESIÓN Y ANÁLOGOS	5
PRÓTESIS PERSONALIZABLE CAD-CAM	7
PRÓTESIS ATORNILLADA TIPO MULTI-UNIT	9
PRÓTESIS ATORNILLADA	11
PRÓTESIS CEMENTADA	13
PRÓTESIS REMOVIBLE	15
EASY LINK	17
DUAL LINK REGULAR / DUAL LINK WIDE	18
INSTRUMENTAL	19





Leyenda

Identificación del implante en el packaging



Ø4,0mm
Ø4,56mm (Total)



Ø4,5mm
Ø5,06mm (Total)



Ø5,0mm
Ø5,56mm (Total)

Conexión cónica Con cono morse de 6°.

IMPLANTES




Diámetro de conexión 3,5mm					
● Ø4,0mm Ø4,56mm (Total)		○ Ø4,5mm Ø5,06mm (Total)		● Ø5,0mm Ø5,56mm (Total)	
		↓ 6,0mm	IKT 354506	↓ 6,0mm	IKT 355006
↓ 8,0mm	IKT 354008	↓ 8,0mm	IKT 354508	↓ 8,0mm	IKT 355008
↓ 10,0mm	IKT 354010	↓ 10,0mm	IKT 354510	↓ 10,0mm	IKT 355010
↓ 11,5mm	IKT 354011	↓ 11,5mm	IKT 354511	↓ 11,5mm	IKT 355011
↓ 13,0mm	IKT 354013	↓ 13,0mm	IKT 354513	↓ 13,0mm	IKT 355013
↓ 15,0mm	IKT 354015	↓ 15,0mm	IKT 354515	↓ 15,0mm	IKT 355015

Tornillo de cierre TC IKT incluido en el packaging del implante.

TORNILLOS





Leyenda
Identificación del implante en el packaging

- 
Ø3,56mm
- 
Ø4,06mm
- 
Ø4,56mm

Conexión cónica NARROW Con cono morse de 6°.

IMPLANTES




Diámetro de conexión 2,8mm					
Ø3,56mm		Ø4,06mm		Ø4,56mm	
		↓ 6,0mm	IKT 354106	↓ 6,0mm	IKT 354606
↓ 8,0mm	KT 353608	↓ 8,0mm	IKT 354108	↓ 8,0mm	IKT 354608
↓ 10,0mm	IKT 353610	↓ 10,0mm	IKT 354110	↓ 10,0mm	IKT 354610
↓ 11,5mm	IKT 353611	↓ 11,5mm	IKT 354111	↓ 11,5mm	IKT 354611
↓ 13,0mm	IKT 353613	↓ 13,0mm	IKT 354113	↓ 13,0mm	IKT 354613
↓ 15,0mm	IKT 353615	↓ 15,0mm	IKT 354115	↓ 15,0mm	IKT 354615

Tornillo de cierre TC IKT 35 incluido en el packaging del implante.

TORNILLOS






CONFORMACIÓN DE TEJIDOS



Moldeador gingival anatómico	
Ø 5,5mm	
↓ 3,0mm	MG5530 IKT E
↓ 5,0mm	MG5550 IKT E




Moldeador gingival			
Ø 5,0mm		Ø 5,5mm	
↓ 1,5mm	MG5015 IKT	↓ 3,0mm	MG5530 IKT
		↓ 5,0mm	MG5550 IKT
		↓ 7,0mm	MG5570 IKT



Pilar provisional	
ANTI GIRO*	PP IKT A
CIRCULAR	PP IKT C

*Con fijación cono morse (extractor LEP IKT 25 L).

Pilares no incluyen tornillos
Solicite tornillo: THX 1813 ( Ø 1,25mm)
Solicite tornillo: THT 1813 (TORX), necesita un destornillador TORX



CONFORMACIÓN DE TEJIDOS

GAMA ANATÓMICA

MG5050 IKT35 E

CE0051

Moldeador gingival anatómico	
Ø 5,0mm	
↓ 3,0mm	MG5030 IKT35 E
↓ 5,0mm	MG5050 IKT35 E

MG 5030 IKT 35

CE0051

Moldeador gingival	
Ø 5,0mm	Ø 5,5mm
↓ 3,0mm	MG5030 IKT35
↓ 5,0mm	MG5050 IKT35


PP IKT35 A PP IKT35 C

CE0051

Pilar provisional	
ANTI GIRO	PP IKT35 A
CIRCULAR	PP IKT35 C

Pilares no incluyen tornillos
Solicite tornillo: THX 1813 (Ø 1,25mm)
 Solicite tornillo: THT 1813 (TORX), necesita un destornillador TORX

IMPRESIÓN Y ANÁLOGOS



Tránsfer impresión directa + tornillo largo	
Ø 5,5mm	TRT P L

Tránsfer impresión directa + tornillo	
Ø 5,5mm	TRT P

Tránsfer impresión indirecta + tornillo	
Ø 5,5mm	TRT A

Réplica implante		
Ø 4,0mm	Ø 4,5mm	Ø 5,0mm
RPT 40	RPT 45	RPT 50

IMPRESIÓN Y ANÁLOGOS



Tránsfer impresión directa + tornillo largo	
Ø 5,5mm	TRT P 35



Tránsfer impresión indirecta + tornillo	
Ø 5,5mm	TRT A 35



Réplica implante	
Ø 3,5mm	RPT 35

PRÓTESIS PERSONALIZABLE CAD-CAM

SB IKT T L



CE

Scan Body

↓ 10 mm - CORTO	SB IKT T
↓ 15 mm - LARGO	SB IKT T L

Tornillo incluido (encapsulado).

Librerías disponibles en Sckel Dental CAD-CAM (www.sckel.com).

PI IKT 6 2 A

PI IKT 6 C



CE0051

Pilar Interfase

ANTI GIRO*	↓ 0,5mm (gingival)	PI IKT 6 A
	↓ 2,0mm (gingival)	PI IKT 6 2 A
CIRCULAR	↓ 0,5mm (gingival)	PI IKT 6 C
	↓ 2,0mm (gingival)	PI IKT 6 2 C

Altura del pilar 6mm, recortable hasta 4mm.

*Con fijación cono morse (extractor LEP IKT 25 L).

RPT 50 3D T



CE

Réplica implante 3D

Ø 4,0mm	Ø 4,5mm	Ø 5,0mm
RPT 40 3D T	RPT 45 3D T	RPT 50 3D T

Incluye tornillo de fijación.

TB IKT A L



CE0051

Tibase - CEREC

Antirrotatorio*	
↓ 0,5mm (gingival)	TB IKT A L
↓ 3,0mm (gingival)	TB IKT A L E

Con fijación cono morse (extractor LEP IKT 25 L).

Pilares no incluyen tornillos



Solicite tornillo: THX 1813 (Ø 1,25mm)



Solicite tornillo: THT 1813 (TORX), necesita un destornillador TORX

PRÓTESIS PERSONALIZABLE CAD-CAM

SB IKT35 T L



CE

Scan Body

↓ 10 mm - CORTO

SB IKT35 T

↓ 15 mm - LARGO

SB IKT35 T L

Tornillo incluido (encapsulado).

Librerías disponibles en Sckel Dental CAD-CAM (www.sckel.com).

PI IKT35 6 C

PI IKT35 6 2 A



CE0051

Pilar Interfase

ANTIQUIRO*

↓ 0,5mm (gingival)

PI IKT35 6 A

↓ 2,0mm (gingival)

PI IKT35 6 2 A

CIRCULAR

↓ 0,5mm (gingival)

PI IKT35 6 C

↓ 2,0mm (gingival)

PI IKT35 6 2 C

Altura del pilar 6mm, recortable hasta 4mm.

*Con fijación cono morse (extractor LEP IKT 25 L).

RPT 35 3D T



CE

Réplica implante 3D

Ø 3,5mm

RPT 35 3D T

Incluye tornillo de fijación.

TB IKT35 A L



CE0051

Tibase - CEREC

Antirrotatorio

↓ 0,5mm (gingival)

TB IKT35 A L

↓ 2,7mm (gingival)

TB IKT35 A L E

Pilares no incluyen tornillos

Solicite tornillo: THX 1813 (Ø 1,25mm)

Solicite tornillo: THT 1813 (TORX), necesita un destornillador TORX

PRÓTESIS ATORNILLADA MULTI-UNIT



Pilar cónico recto		
↓ 1mm		PM MU 1 IKT C
↓ 2mm		PM MU 2 IKT C
↓ 3mm		PM MU 3 IKT C
↓ 4mm		PM MU 4 IKT C
↓ 5mm		PM MU 5 IKT C
↓ 6mm		PM MU 6 IKT C
↓ 7mm		PM MU 7 IKT C

Pilar cónico angulado		
↓ 2mm	PM MU A17 2 IKT	Ang 17°
↓ 3mm	PM MU A17 3 IKT	Ang 17°
↓ 3mm	PM MU A30 3 IKT	Ang 30°
↓ 4mm	PM MU A30 4 IKT	Ang 30°

Aditamentos para pilares MU - CAD-CAM		
Scan Body	SB MU T	€€
Réplica 3D	RP CN A3DT	€€
Interfase circular*	5434 / 5434 C	

*Comercializado por Eckermann

Aditamentos para pilares MU - Analógico		
Moldeador gingival (Perdir tornillo)	MG MU	€€0051
Transfer impresión directa anti giro	TR A MU P	€€
Transfer impresión directa circular	TR MU P	€€
Transfer impresión indirecta circular	TR MU A	€€
Réplica pilares	RPH CN A	€€
Calcinable anti giro	CA MU A	€€
Calcinable circular	CA MU C	€€
Sobrecolable CrCo*	PSC MU C	€€0051
Pilar provisional anti giro	PP MU A	€€0051
Pilar provisional circular	PP MU	€€0051
Tornillo oclusal UNIGRIP	THX CN	€€0051

Pilares no incluyen tornillos
Solicite: THX CN (Tornillo oclusal UNIGRIP Ø 1,4mm)

PRÓTESIS ATORNILLADA MULTI-UNIT



Pilar cónico recto		
↓ 1mm		PM MU 1 IKT35
↓ 2mm		PM MU 2 IKT35
↓ 3mm		PM MU 3 IKT35
↓ 4mm		PM MU 4 IKT35
↓ 5mm		PM MU 5 IKT35
↓ 6mm		PM MU 6 IKT35
↓ 7mm		PM MU 7 IKT35

Pilar cónico angulado			
↓ 3mm	PM MUA17 3IKT35		Ang 17°
↓ 3mm	PM MUA30 3IKT35		Ang 30°
↓ 4mm	PM MUA30 4IKT35		Ang 30°

Aditamentos para pilares MU - CAD-CAM		
Scan Body	SB MU T	CE
Réplica 3D	RP CN A3DT	CE
Interfase circular*	5434 / 5434 C	

*Comercializado por Eckermann

Aditamentos para pilares MU - Analógico		
Moldeador gingival (Perdir tornillo)	MG MU	CE 0051
Transfer impresión directa anti giro	TR A MU P	CE
Transfer impresión directa circular	TR MU P	CE
Transfer impresión indirecta circular	TR MU A	CE
Réplica pilares	RPH CN A	CE
Calcinable anti giro	CA MU A	CE
Calcinable circular	CA MU C	CE
Sobrecolable CrCo*	PSC MU C	CE 0051
Pilar provisional anti giro	PP MU A	CE 0051
Pilar provisional circular	PP MU	CE 0051
Tornillo oclusal UNIGRIP	THX CN	CE 0051

Pilares no incluyen tornillos
Solicite: THX CN (Tornillo oclusal UNIGRIP Ø 1,4mm)

PRÓTESIS ATORNILLADA



Pilar sobrecolable anatómico		CrCo
Ø 5,0mm		
ANTI GIRO*		PSC IKT A E
CIRCULAR		PSC IKT C E

*Con fijación cono morse (extractor LEP IKT 25 L).



Pilar sobrecolable		CrCo
Ø 5,0mm		
ANTI GIRO*		PSC IKT A
CIRCULAR		PSC IKT C

*Con fijación cono morse (extractor LEP IKT 25 L).



Pilar calcinable		
Ø 5,0mm		
ANTI GIRO		CA IKT50 A
CIRCULAR		CA IKT50 C

Pilares no incluyen tornillos

● Solicite tornillo: THX 1813 (● Ø 1,25mm)

⚙ Solicite tornillo: THT 1813 (TORX), necesita un destornillador TORX

PRÓTESIS ATORNILLADA



Pilar sobrecolable anatómico		CrCo
Ø 5,0mm		
ANTI GIRO		PSC IKT35 A E
CIRCULAR		PSC IKT35 C E



Pilar sobrecolable		CrCo
Ø 5,0mm		
ANTI GIRO		PSC IKT35 A
CIRCULAR		PSC IKT35 C



Pilar calcinable		
Ø 5,0mm		
ANTI GIRO		CA IKT35 50 A
CIRCULAR		CA IKT35 50 C

Pilares no incluyen tornillos

 Solicite tornillo: THX 1813 ( Ø 1,25mm)

 Solicite tornillo: THT 1813 (TORX), necesita un destornillador TORX

PRÓTESIS CEMENTADA



Pilar mecanizado ConeLock		
Ø 5,0mm - Gingival 2,7mm	↓ 7,0mm	PM7527 IKT E 
Ø 5,0mm - Gingival 1,6mm	↓ 9,0mm	PM9516 IKT

Con fijación cono morse (extractor LEP IKT 25 L).
Recomendado para prótesis cementada y atornillada.



Pilar angulado 20°		
Ø 5,0mm - Altura gingival 2,5mm		 Cara plana
PMA20B IKT E		
PMA20 IKT E		
Ø 5,0mm - Altura gingival 1,6mm		 Angulación "B"
PMA20 IKT		
PMA20B IKT		

Con fijación cono morse (extractor LEP IKT 25 L).



Pilar BOPT
PM 8 BP IKT

Con fijación cono morse (extractor LEP IKT 25 L).

Pilares no incluyen tornillos
 Solicite tornillo: THX 1813 ( Ø 1,25mm)
 Solicite tornillo: THT 1813 (TORX), necesita un destornillador TORX

PRÓTESIS CEMENTADA

PM 7527 IKT35 E PM 9516 IKT35



CE 0051

Pilar mecanizado ConeLock

Ø 5,0mm - Gingival 2,7mm	↓ 7,0mm	PM7527 IKT35 E	
Ø 5,0mm - Gingival 1,6mm	↓ 9,0mm	PM9516 IKT35	

Con fijación cono morse (extractor LEP IKT 25 L).
Recomendado para prótesis cementada y atornillada.

PMA 20 IKT35 E



CE 0051

Pilar angulado 20°

Ø 5,0mm - Altura gingival 2,5mm		 Cara plana
PMA20 IKT35 E		
PMA20B IKT35 E		
Ø 5,0mm - Altura gingival 1,6mm		 Angulación "B"
PMA20 IKT35		
PMA20B IKT35		

PM 10 BP IKT35



CE 0051

Pilar BOPT

PM 10 BP IKT35

Con fijación cono morse (extractor LEP IKT 25 L).

Pilares no incluyen tornillos

- Solicite tornillo: THX 1813 (Ø 1,25mm)
- Solicite tornillo: THT 1813 (TORX), necesita un destornillador TORX



PRÓTESIS REMOVIBLE ATACHES SOBREDENTADURAS

Pilar retenedor		CE0051
Ø 4,1mm		
↓ 0,4mm	PL IKT 04	
↓ 1,0mm	PL IKT 10	
↓ 2,0mm	PL IKT 20	
↓ 3,0mm	PL IKT 30	
↓ 4,0mm	PL IKT 40	
Pack de procesado pilar retenedor		CE0051
EX 8519 (Completo)		
Botón nylon retenedor		CE0051
Ret. Fuerte - 2pcs	EX 8524-2	
Ret. Media - 2pcs	EX 8527-2	
Ret. Ligera - 2pcs	EX 8529-2	
Angulados - 2pcs	EX 8547-2	
Llave pilar retenedor		
L PL		
Transfer pilar retenedor		CE
EX 8505		
Réplica		
ANADS		

Comercializado por Eckermann



PRÓTESIS REMOVIBLE
ATACHES SOBREDENTADURAS

Pilar retenedor		€€0051
Ø 4,1mm		
↓ 1,0mm	PL IKT35 10	
↓ 2,0mm	PL IKT35 20	
↓ 3,0mm	PL IKT35 30	
↓ 4,0mm	PL IKT35 40	
Pack de procesamiento pilar retenedor		€€0051
EX 8519 (Completo)		
Botón nylon pilar retenedor		€€0051
Ret. Fuerte - 2pcs	EX 8524-2	
Ret. Media - 2pcs	EX 8527-2	
Ret. Ligera - 2pcs	EX 8529-2	
Angulados - 2pcs	EX 8547-2	
Llave pilar retenedor		
L PL		
Transfer pilar retenedor		€€
EX 8505		
Réplica		
ANADS		

Comercializado por Eckermann



Pilares

Consultar el catálogo de Easy Link evolution



Pilares angulados

Consultar el catálogo de Easy Link evolution



Retenedores

Consultar el catálogo de Easy Link evolution



Llave extractora

Consultar el catálogo de Easy Link evolution



Casquillos para retenciones Easy Link

Consultar el catálogo de Easy Link evolution



Protector Easy Link

Consultar el catálogo de Easy Link evolution





DUAL LINK WIDE

Pilar Dual Link Wide para conexión cónica		CE0051
Ø 6,0mm		
↓ 2,5mm	PB ELR 2D	
↓ 3,5mm	PB ELR 3D	
↓ 4,5mm	PB ELR 4D	

Pilar Dual Link Wide para conexión cónica Narrow		CE0051
Ø 6,0mm		
↓ 2,5mm	PB ELR 35 2D	
↓ 3,5mm	PB ELR 35 3D	
↓ 4,5mm	PB ELR 35 4D	

DUAL LINK REGULAR



Pilares Dual Link Regular para conexión cónica		CE0051
Ø 4,1mm		
↓ 2,5mm	PB ELT IKT 2	
↓ 3,5mm	PB ELT IKT 3	
↓ 4,5mm	PB ELT IKT 4	

Pilares Dual Link Regular para conexión cónica Narrow		CE0051
Ø 4,1mm		
↓ 2,5mm	PB ELT IKT35 2	
↓ 3,5mm	PB ELT IKT35 3	
↓ 4,5mm	PB ELT IKT35 4	

Pilares se suministran con la esfera montada.

Insertores: LEL T (Dual Link Wide), L EL41 TC (Dual Link Regular).

✳ La esfera se retira con destornillador TORX (Dual Link Wide).



⬢ La esfera se retira con destornillador HEX 1,25 (Dual Link Regular).

ECKER MULTI FIX



Pilar Ecker Multi Fix KT	
Para implantes Triplo	
↓ 1 mm	MXKT021047350000C2
↓ 2 mm	MXKT022047350000C2
↓ 3 mm	MXKT023047350000C2
↓ 4 mm	MXKT024047350000C2
↓ 5 mm	MXKT025047350000C2
↓ 6 mm	MXKT026047350000C2

Pilar Ecker Multi Fix KT35	
Para implantes Triplo Narrow	
↓ 1 mm	MXKT021047280000C2
↓ 2 mm	MXKT022047280000C2
↓ 3 mm	MXKT023047280000C2
↓ 4 mm	MXKT024047280000C2
↓ 5 mm	MXKT025047280000C2
↓ 6 mm	MXKT026047280000C2



INSTRUMENTAL



Kits quirúrgicos			
Kits		Módulos de insertores	
Premium	KIT CKSUT 2	Triplo	BAN IKT
Medium	KIT CKSUT B		
Basic	MKU B		

Modulos de insertores solo disponible para kits Premium y Medium



Fresas iniciales lanceoladas			
Larga	FLM-200 K	●	●
Corta	FLM-200 KC	●	●




Fresas helicoidales largas			
Ø 2,5mm	FSH 25 K	●	●
Ø 3,0mm	FSH 30 K	●	●
Ø 3,5mm	FSH 35 K	●	●
Ø 4,0mm	FSH 40 K	●	●
Ø 4,5mm	FSH 45 K	●	
Ø 5,0mm	FSH 50 K	●	

Con conexión para topos de fresas




Fresas helicoidales cortas			
Ø 2,5mm	FSH 25 KC	●	●
Ø 3,0mm	FSH 30 KC	●	●
Ø 3,5mm	FSH 35 KC	●	●
Ø 4,0mm	FSH 40 KC	●	●
Ø 4,5mm	FSH 45 KC	●	
Ø 5,0mm	FSH 50 KC	●	

INSTRUMENTAL



Topes para fresas helicoidales largas			
	Ø 2.0, Ø 2.5, Ø 3.0mm	Ø 3.5, Ø 4.0	Ø 4.5, Ø 5.0
↓ 6.0 mm	T1 L6	T2 L6	T3 L6
↓ 8.0 mm	T1 L8	T2 L8	T3 L8
↓ 10,0mm	T1 L10	T2 L10	T3 L10
↓ 11,5mm	T1 L11	T2 L11	T3 L11
↓ 13,0mm	T1 L13	T2 L13	T3 L13
↓ 15,0mm	T1 L15	T2 L15	T3 L15
Conexión tipo Press-Fit	● ●	● ●	●



Terrañas de hueso denso		
Ø 3,0mm	MRS 3010 K	● ●
Ø 3,5mm	MRS 3510 K	● ●
Ø 4,0mm	MRS 4010 K	● ●
Ø 4,5mm	MRS 4510 K	●
Ø 5,0mm	MRS 5010 K	●



Destornillador Hexagonal	
Para tornillos hexagonales 1,25mm	
Corto	DH 17
Largo	DH 23
Extra largo	DH 27



Destornillador Torx	
Para tornillos torx	
Corto	DT 17
Largo	DT 23
Extra largo	DT 27

INSTRUMENTAL



Llave de transporte			
Contra-ángulo		Manual	
Corta	LCTR IKT C	Corta	LTR IKT C
Larga	LCTR IKT L	Larga	LTR IKT L

Torque inserción máximo: 20Ncm.
Con sujeción de implante.



Llave de torque			
Contra-ángulo		Manual	
Corta	LCTO IKT C	Corta	LTO IKT C
Larga	LCTO IKT L	Larga	LTO IKT L

Torque inserción máximo: 50Ncm.
Sin sujeción de implante.



Llave de transporte			
Contra-ángulo		Manual	
Corta	LCTR IKT35 C	Corta	LTR IKT35 C
Larga	LCTR IKT35 L	Larga	LTR IKT35 L

Torque inserción máximo: 20Ncm.
Con sujeción de implante.




Llave de torque			
Contra-ángulo		Manual	
Corta	LCTO IKT35 C	Corta	LTO IKT35 C
Larga	LCTO IKT35 L	Larga	LTO IKT35 L

Torque inserción máximo: 50Ncm.
Con sujeción de implante.

Las llaves de torque (Nº 2) solo se deben usar cuando el implante está prefijado en el lecho.


INSTRUMENTAL



Comercializado por Eckermann



Comercializado por Eckermann





eckermann

DENTAL IMPLANT SYSTEM

TLF. **96 530 64 64**
C/ Irlanda, 2
Almoradí (Alicante)
España
info@eckermann.es
www.eckermann.es

